

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-B4GALNT1



Numéro de catalogue: 13396-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13396-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 327 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4065

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029828

Identification du gène (NCBI):

2583

Nom complet:

beta-1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 1

MW calculé

532 aa, 58 kDa

MW observés:

67.5 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, rat

Contrôles positifs:

WB: cellules COLO 320, cellules A375

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhiyang Zhou	35356430	Front Genet	WB
Luca Franchini	31518901	iScience	WB, IF, IP
Wenli Liu	37337736	J Gene Med	WB, IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13396-1-AP (B4GALNT1 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.