

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PAQR4



Numéro de catalogue: 13401-1-AP

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13401-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 153 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4241

Numéro d'acquisition GenBank:

BC033703

Identification du gène (NCBI):

124222

Nom complet:

progesterone and adiponectin receptor family member IV

MW calculé

273 aa, 29 kDa

MW observés:

28 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB: cellules HeLa, tissu hépatique de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaobao Shi	36241701	Cancer Gene Ther	WB
Gang Zhao	34718369	Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai)	WB
Wenbin Chen	33490086	Front Cell Dev Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azotate de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13401-1-AP (PAQR4 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.