

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SLC19A3



Numéro de catalogue: 13407-1-AP

10 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13407-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 600 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4053

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032014

Identification du gène (NCBI):

80704

Nom complet:

solute carrier family 19, member 3

MW calculé

496 aa, 56 kDa

MW observés:

63-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris, cellules 3T3-L1, cellules SH-SY5Y, tissu cardiaque de rat, tissu de muscle squelettique de souris, tissu hépatique de rat, tissu placentaire humain, tissu rénal de souris

IP : tissu hépatique de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Sara Picó	34586830	Sci Transl Med	WB
Alaullah Sheikh	36371425	Nat Commun	WB
Kasin Yadunandam Anandam	33146542	Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13407-1-AP (SLC19A3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-SLC19A3 (IP:13407-1-AP, 4ug; Detection:13407-1-AP 1:600) with mouse liver tissue lysate 4000ug.