

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UGCGL2



Numéro de catalogue: 13420-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

13420-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4189

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032302

Identification du gène (NCBI):

55757

Nom complet:

UDP-glucose ceramide glucosyltransferase-like 2

MW calculé

1516 aa, 168 kDa

MW observés:

170 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13420-1-AP (UGCGL2 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.