

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HIBADH



Numéro de catalogue: 13466-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13466-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4258

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032324

Identification du gène (NCBI):

11112

Nom complet:

3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase

MW calculé

336 aa, 35 kDa

MW observés:

32-35 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:100-1:1000

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, tissu cardiaque de rat, tissu cardiaque de souris, tissu de thymus de souris, tissu ovarien de souris

IP : tissu cardiaque de souris,

IHC : tissu de cancer du foie humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Cholsoo Jang	26950361	Nat Med	WB
Yuan Wang	24658151	PLoS One	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13466-1-AP (HIBADH antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 13466-1-AP (HIBADH antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 13466-1-AP (HIBADH antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-HIBADH (IP:13466-1-AP, 4ug; Detection:13466-1-AP 1:800) with mouse heart tissue lysate 4000ug.