

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HOXA1



Numéro de catalogue: 13513-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13513-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4437

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032547

Identification du gène (NCBI):

3198

Nom complet:

homeobox A1

MW calculé

335 aa, 37 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Informations générales

HOXA, a member of HOX family, encoded by HOX genes, is a transcriptional factors that plays important role in organogenesis during development via the regulation of proliferation, differentiation, survival, migration and invasion. HOXA1 influences numerous cellular processes including proliferation, apoptosis, and the epithelial-mesenchymal transition (EMT), and HOXA1 overexpression is sufficient for malignant transformation of nontumorigenic epithelial cells.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Dongling Zou	27296950	Oncol Res	WB
Tian-Zhou Zha	22864671	Tumour Biol	WB, IHC
J-J Zheng	31114990	Eur Rev Med Pharmacol Sci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

