

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Proenkephalin-A



Numéro de catalogue: 13531-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

13531-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4428

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032505

Identification du gène (NCBI):

5179

Nom complet:

proenkephalin

MW calculé

267 aa, 31 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu testiculaire humain,

Informations générales

Proenkephalin-A (PENK) is also named as Synenkephalin, Met-enkephalin and Opioid growth factor (OGF), and belongs to the opioid neuropeptide precursor family. PENK is a neuropeptide that competes with and mimics the effects of opiate drugs. They play a role in a number of physiologic functions, including pain perception and responses to stress (PMID:7057924). PENK hypermethylation is also associated with bladder cancer, hepatocellular carcinoma, colorectal cancer, and prostate cancer (PMID:36403035).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 13531-1-AP (Proenkephalin-A antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 13531-1-AP (Proenkephalin-A antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens).