

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IKZF3



Numéro de catalogue: 13561-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13561-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 160 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4434

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032707

Identification du gène (NCBI):

22806

Nom complet:

IKAROS family zinc finger 3 (Aiolos)

MW calculé

509 aa, 58 kDa

MW observés:

58-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2400

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules Jurkat,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Konstantinos Dimopoulos	29718735	Leuk Lymphoma	IHC
Liang Zhou	33392195	Front Cell Dev Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13561-1-AP (IKZF3 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.