

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBQLN3



Numéro de catalogue: 13568-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
13568-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 393 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG4462

Numéro d'acquisition GenBank:
BC036743

Identification du gène (NCBI):
50613

Nom complet:
ubiquilin 3

MW calculé
655 aa, 71 kDa

MW observés:
71 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:1000-1:4000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:
IP, WB, ELISA

Demandes citées:
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, tissu testiculaire de rat

IP : tissu testiculaire de souris,

Informations générales

UBQLN3(Ubiquilin-3) may interact with the testis-specific cyclin A1 and regulate cell cycle progression during spermatogenesis, as does frog Xdrp1, with which UBQLN3 shares sequence similarity(PMID:10831842).UBQLN3 expression is not observed in mouse eye, thyroid, pancreas, smooth muscle, ovary, submaxillary gland, uterus, and epididymis by northern blot(PMID:10831842).

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
N/A	25776854	Mol Reprod Dev	WB
Malcher Agnieszka A	24012201	Fertil Steril	WB,IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13568-1-AP (UBQLN3 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-UBQLN3 (IP:13568-1-AP, 4ug; Detection:13568-1-AP 1:800) with mouse testis tissue lysate 6000ug.