

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ICK



Numéro de catalogue: 13611-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13611-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4511

Numéro d'acquisition GenBank:

BC035807

Identification du gène (NCBI):

22858

Nom complet:

intestinal cell (MAK-like) kinase

MW calculé

632 aa, 71 kDa

MW observés:

71 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB: cellules PC-3,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
I-Ling Lu	29950674	Nat Commun	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13611-1-AP (ICK antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.