

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PIGA



Numéro de catalogue: 13679-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13679-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4530

Numéro d'acquisition GenBank:

BC038236

Identification du gène (NCBI):

5277

Nom complet:

phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class A

MW calculé

484 aa, 54 kDa

MW observés:

38 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HEK-293

IHC : tissu pulmonaire de souris, tissu hépatique de rat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Marshall Lukacs	32179897	Hum Mol Genet	IF, WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13679-1-AP (PIGA antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of PIGA antibody (13679-1-AP; 1:4000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-PIGA transfected HEK-293 cells.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse lung tissue slide using 13679-1-AP (PIGA antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse lung tissue slide using 13679-1-AP (PIGA antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).