

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCDC6



Numéro de catalogue: 13717-1-AP

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13717-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4658

Numéro d'acquisition GenBank:

BC036757

Identification du gène (NCBI):

8030

Nom complet:

coiled-coil domain containing 6

MW calculé

474 aa, 53 kDa

MW observés:

65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, rat

Contrôles positifs:

WB : cellules HCT 116, cellules HeLa, cellules K-562, cellules MCF-7

IF : cellules MCF-7,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaoyue Ding	34828386	Genes (Basel)	WB
Xiaotian Sun	31676720	Mol Cancer Res	WB
Dong Lingling	35351588	Brain Res Bull	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13717-1-AP (CCDC6 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed MCF-7 cells using 13717-1-AP (CCDC6 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).