

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-STXBP3



Numéro de catalogue: 13764-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13764-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 327 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4747

Numéro d'acquisition GenBank:

BC038099

Identification du gène (NCBI):

6814

Nom complet:

syntaxin binding protein 3

MW calculé

592 aa, 68 kDa

MW observés:

68 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules K-562

IP : cellules K-562,

IHC : tissu de lymphome humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Li Guo	32209659	J Biol Chem	WB
Xing-Lian Duan	31962145	Neuroscience	WB
Pontus Boström	20460426	Diabetes	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13764-1-AP (STXBP3 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma using 13764-1-AP (STXBP3 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma using 13764-1-AP (STXBP3 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



IP Result of anti-STXBP3 (IP:13764-1-AP, 4ug; Detection:13764-1-AP 1:500) with K-562 cells lysate 1200ug.