

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-WBSCR16



Numéro de catalogue: 13796-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13796-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4619

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032712

Identification du gène (NCBI):

81554

Nom complet:

Williams-Beuren syndrome chromosome region 16

MW calculé

464 aa, 50 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules Jurkat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Aurelio Reyes	32735630	PLoS Genet	WB
Hana Antonicka	27974379	EMBO Rep	WB
Nils Grotehans	37439264	EMBO J	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13796-1-AP (WBSCR16 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.