

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SLITRK4



Numéro de catalogue: 13835-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13835-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 193 µg/ml by Nanodrop and 193 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4781

Numéro d'acquisition GenBank:

BC040986

Identification du gène (NCBI):

139065

Nom complet:

SLIT and NTRK-like family, member 4

MW calculé

837 aa, 94 kDa

MW observés:

96 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu de thymus de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yao-Qi Zhou	37012514	Cell Oncol (Dordr)	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse thymus tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13835-1-AP (SLITRK4 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.