

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MEK3



Numéro de catalogue: 13898-1-AP

Phare

8 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13898-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4861

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032478

Identification du gène (NCBI):

5606

Nom complet:

mitogen-activated protein kinase kinase 3

MW calculé

347 aa, 39 kDa

MW observés:

37-40 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:2000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa,

IP : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Libo Hou	28889064	Mol Immunol	WB
Joan Sala-Gaston	36241744	Cell Mol Life Sci	WB
Shigui Chong	35324411	Bioengineered	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13898-1-AP (MEK3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-MEK3 (IP:13898-1-AP, 4ug; Detection:13898-1-AP 1:1000) with HeLa cells lysate 3200ug.