

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-STARD8



Numéro de catalogue: 13899-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13899-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 240 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4865

Numéro d'acquisition GenBank:

BC035587

Identification du gène (NCBI):

9754

Nom complet:

StAR-related lipid transfer (START) domain containing 8

MW calculé

1023 aa, 113 kDa

MW observés:

115-120 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, ELISA

Demandes citées:

IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu placentaire humain, tissu de cancer de l'estomac humain, tissu rénal humain

IF : cellules HEK-293,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jie Liang	31488728	Aging (Albany NY)	WB
Tianwei Chen	36453019	Mol Oncol	WB
Brajendra K Tripathi	25452387	J Cell Biol	IP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 13899-1-AP (STARD8 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0)).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 13899-1-AP (STARD8 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0)).



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HEK-293 cells using 13899-1-AP (STARD8 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).