

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-JIP2



Numéro de catalogue: 13912-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

13912-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 193 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4902

Numéro d'acquisition GenBank:

BC047527

Identification du gène (NCBI):

23542

Nom complet:

mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 2

MW calculé

824 aa, 88 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 13912-1-AP (JIP2 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 13912-1-AP (JIP2 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).