

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SMCP



Numéro de catalogue: 13936-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

13936-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 393 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4984

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014593

Identification du gène (NCBI):

4184

Nom complet:

sperm mitochondria-associated cysteine-rich protein

MW calculé

13 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

SMCP, also named as MCS and MCSP, is a cysteine- and proline-rich structural protein that is closely associated with the keratinous capsules of sperm mitochondria in the mitochondrial sheath surrounding the outer dense fibers and axoneme. It is involved in sperm motility.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

