

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GALNT7



Numéro de catalogue: 13962-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
13962-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 230 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG4917

Numéro d'acquisition GenBank:
BC047468

Identification du gène (NCBI):
51809

Nom complet:
UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetyl galactosaminyltransferase 7 (GalNAc-T7)

MW calculé
75.4 kDa

MW observés:
75 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, tissu cérébral humain

Informations générales

GALNT7 is a member of GALNT family that are glycotransferases involved in oligosaccharide biosynthesis. Aberrant glycosylation has been linked to tumor development and progression. Increased expression of GALNT7 has been observed in cervical cancer cells. (PMID: 22399294)

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiangjun Zhou	36777862	Am J Transl Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13962-1-AP (GALNT7 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.