

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KPNA5



Numéro de catalogue: 13963-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13963-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4920

Numéro d'acquisition GenBank:

BC047409

Identification du gène (NCBI):

3841

Nom complet:

karyopherin alpha 5 (importin alpha 6)

MW calculé

60 kDa

MW observés:

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:1000-1:4000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

IP : cellules Jurkat,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Echeverría Pablo C PC	22022502	PLoS One	WB
Yisha Zhuo	33141406	Viol Sin	WB
Mu Zhang	33569632	Diabetologia	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13963-1-AP (KPNA5 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-KPNA5 (IP:13963-1-AP, 4ug; Detection:13963-1-AP 1:2000) with Jurkat cells lysate 4000ug.