

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DDI1



Numéro de catalogue: 13968-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13968-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4992

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022017

Identification du gène (NCBI):

414301

Nom complet:

DDI1, DNA-damage inducible 1, homolog 1 (S. cerevisiae)

MW calculé

44 kDa

MW observés:

47 kDa, 56 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules U-937, tissu testiculaire de rat

Informations générales

Ddi1 (DNA-damage inducible 1) appears to release substrate from an ubiquitination complex, making the substrate available for deubiquitination to facilitate proteasomal degradation. Ddi1 could be a potential selective target for lung cancer treatment. Ddi1 runs as a doublet of 54/56 kDa on acrylamide gels besides the calculated MW 44 kDa.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Fang Yang	35727472	J Mol Histol	WB
Meilin Jin	37511326	Int J Mol Sci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13968-1-AP (DDI1 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.