

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Calicin



Numéro de catalogue: 13972-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13972-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5005

Numéro d'acquisition GenBank:

BC019251

Identification du gène (NCBI):

881

Nom complet:

calicin

MW calculé

67 kDa

MW observés:

60-65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire humain, tissu testiculaire de rat

Informations générales

Publications notables

| Auteur | Pubmed ID | Journal | Application |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| Jiaxin He | 36527329 | Clin Genet | WB, IF |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13972-1-AP (Calicin antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.