

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- PPP1R3D



Numéro de catalogue: 14001-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14001-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 120 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5091

Numéro d'acquisition GenBank:

BC047502

Identification du gène (NCBI):

5509

Nom complet:

protein phosphatase 1, regulatory
(inhibitor) subunit 3D

MW calculé

33 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

