

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NR2C2AP



Numéro de catalogue: 14019-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14019-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5133

Numéro d'acquisition GenBank:

BC057837

Identification du gène (NCBI):

126382

Nom complet:

nuclear receptor 2C2-associated protein

MW calculé

16 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

NR2C2AP, also named as NR2C2, TRA16, PGR, PSBPC1, NR3C1, AR and OXT, belongs to the NR2C2AP family. It may act as a repressor of NR2C2-mediated transactivation by suppressing the binding between NR2C2/TR4 and the TR4-response element in target genes. NR2C2AP is mainly localized in the nucleus of cells as a repressor to suppress TR4-mediated transactivation. It can also block the interaction between TR4 and TR4 ligand-binding domain through interacting with TR4-DNA-binding and ligand-binding domains. It may function as a novel repressor to selectively suppress the TR4-mediated transactivation.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

