

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- PKP4



Numéro de catalogue: 14062-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
14062-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 300 µg/ml by
Nanodrop and 227 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG5113

Numéro d'acquisition GenBank:
BC050308

Identification du gène (NCBI):
8502

Nom complet:
plakophilin 4

MW calculé
132 kDa

MW observés:
125-140 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HepG2

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14062-1-AP (PKP4 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.