

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CNNM4



Numéro de catalogue: 14066-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
14066-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 393 µg/ml by Nanodrop and 393 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG5121

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC063295

Identification du gène (NCBI):  
26504

Nom complet:  
cyclin M4

MW calculé  
87 kDa

MW observés:  
90-100 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:1000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

## Applications

Applications testées:  
IP, WB, ELISA

Demandes citées:  
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules HEK-293

IP : tissu testiculaire de souris,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Irene González-Recio	36433951	Nat Commun	WB, IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14066-1-AP (CNNM4 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at 4 degree celsius over night.



IP Result of anti-CNNM4 (IP:14066-1-AP, 4ug; Detection:14066-1-AP 1:1000) with mouse testis tissue lysate 4400ug.