

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GNL1



Numéro de catalogue: 14078-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

14078-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5203

Numéro d'acquisition GenBank:

BC018366

Identification du gène (NCBI):

2794

Nom complet:

guanine nucleotide binding protein-like 1

MW calculé

607 aa, 69 kDa

MW observés:

69 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules MCF-7, cellules Raji, cellules U-937

IHC : tissu cardiaque humain, tissu cutané humain

IF : cellules HeLa, cellules MCF-7

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zewei Tu	33634092	Front Cell Dev Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14078-1-AP (GNL1 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart using 14078-1-AP (GNL1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart using 14078-1-AP (GNL1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using GNL1 antibody 14078-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).