

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ADAM22



Numéro de catalogue: 14083-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14083-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 160 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5211

Numéro d'acquisition GenBank:

BC036029

Identification du gène (NCBI):

53616

Nom complet:

ADAM metalloproteinase domain 22

MW calculé

342 aa, 40 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

ADAM22 is a transmembrane protein with an extracellular disintegrin and catalytically inactive metalloproteinase domain that is thought to participate in cell-cell and cell-matrix interactions. It is a component of the Kv1 channel protein complex. ADAM22 is previously reported to regulate synaptic transmission and to be a binding partner of leucine-rich glioma inactivated 1 (Lgi1), which is mutated in autosomal-dominant partial epilepsy with auditory features (PMID: 20089912). It has 5 isoforms produced by alternative splicing. This protein has a signal peptide, a propeptide and 4 glycosylation sites.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

