

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-MIPOL1



Numéro de catalogue: 14158-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 14158-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC035870	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 145282	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: mirror-image polydactyly 1	
Isotype: IgG	MW calculé 442 aa, 52 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG5340	MW observés: 52 kDa	

## Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HepG2, tissu hépatique humain IHC : tissu de cancer du foie humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**


## Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14158-1-AP (MIPOL1 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer using 14158-1-AP (MIPOL1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer using 14158-1-AP (MIPOL1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).