

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PTGR2



Numéro de catalogue: 14164-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
14164-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 750 µg/ml by
Nanodrop and 373 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG5352

Numéro d'acquisition GenBank:
BC059364

Identification du gène (NCBI):
145482

Nom complet:
prostaglandin reductase 2

MW calculé
351 aa, 39 kDa

MW observés:
38.5 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu rénal de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14164-1-AP (PTGR2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.