

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LIGHT



Numéro de catalogue: 14194-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
14194-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 213 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG5380

Numéro d'acquisition GenBank:
BC018058

Identification du gène (NCBI):
8740

Nom complet:
tumor necrosis factor (ligand)
superfamily, member 14

MW calculé
26 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu splénique humain,

Informations générales

LIGHT, also known as TNFSF14, HVEM, or CD258, is a type II transmembrane protein that belongs to the TNF superfamily (PMID: 9462508). It is predominantly expressed in lymphoid tissues and produced by activated T cells and immature dendritic cells (DCs) (PMID: 9462508; 10754304). Through its two primary functional receptors HVEM (TNFRSF14) and lymphotoxin β receptor (LTβR), LIGHT signaling is involved in development and maintenance of lymphoid tissues, as well as innate and adaptive immune responses (PMID: 24575096; 26720335). In addition to the membrane form, LIGHT can also exist as a soluble form generated by cleavage of the extracellular portion of the membrane form.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 14194-1-AP (TNFSF14 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 14194-1-AP (TNFSF14 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).