

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MSRB3



Numéro de catalogue: 14251-1-AP

6 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

14251-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 367 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5524

Numéro d'acquisition GenBank:

BC040053

Identification du gène (NCBI):

253827

Nom complet:

methionine sulfoxide reductase B3

MW calculé

21 kDa

MW observés:

26 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:100-1:400

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu testiculaire humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Lo Lai	31606431	Free Radic Biol Med	WB
Zhengxuan Wang	32163604	J Food Biochem	WB
Fang Fu	32696347	Hum Genet	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 14251-1-AP (MSRB3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 14251-1-AP (MSRB3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14251-1-AP (MSRB3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.