

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IL-7



Numéro de catalogue: 14280-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14280-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5437

Numéro d'acquisition GenBank:

BC047698

Identification du gène (NCBI):

3574

Nom complet:

interleukin 7

MW calculé

20 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Interleukin-7 (IL7) is a cytokine important for B and T cell development. IL7 plays an active role in the development, survival, maintaining and restoring homeostasis of mature T lymphocytes. It is also a key regulator of the commitment, survival, proliferation and maturation of B cells during development. Furthermore, IL7 can improve the antiviral function and expansion of natural killer (NK) cells and regulate the development and differentiation of dendritic cells. IL7 has also been reported as a regulator of the development of central nervous system and myogenesis and skeletal muscle cell migration.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

