

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-NFAM1



Numéro de catalogue: 14310-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 14310-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC038241	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 175 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 150372	Dilutions recommandées: IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: NFAT activating protein with ITAM motif 1	
Isotype: IgG	MW calculé 30 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG5505		

## Applications

Applications testées:  
IHC, ELISA  
Spécificité de l'espèce:  
Humain

Contrôles positifs:

IHC : tissu d'amygdalite humain, tissu de cancer du  
foie humain, tissu de cancer du poumon humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer  
l'antigène avec un tampon de TE buffer pH  
9,0; (\*) À défaut, le démasquage de  
l'antigène peut être effectué avec un  
tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

NFAM1, also named as CNAIP, is an immunoreceptor tyrosine-based activation motif-bearing molecule that regulates B cell development and signaling.

## Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 14310-1-AP (NFAM1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 14310-1-AP (NFAM1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).