

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPS19BP1



Numéro de catalogue: 14319-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

14319-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5560

Numéro d'acquisition GenBank:

BC047711

Identification du gène (NCBI):

91582

Nom complet:

ribosomal protein S19 binding protein

1

MW calculé

15 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

## Informations générales

RPS19BP1, also named as AROS and S19BP, is recently described as direct negative and positive regulators of SIRT1 activity. It enhances SIRT1-mediated deacetylation of p53/TP53, thereby participating in inhibition of p53/TP53-mediated transcriptional activity.

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

