

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ARHGAP25



Numéro de catalogue: 14349-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

14349-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 160 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5691

Numéro d'acquisition GenBank:

BC039591

Identification du gène (NCBI):

9938

Nom complet:

Rho GTPase activating protein 25

MW calculé

73 kDa

MW observés:

72 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2400

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

IP : cellules Jurkat,

IHC : tissu d'amygdalite humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Sijia Han	37326327	Carcinogenesis	WB, IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14349-1-AP (ARHGAP25 antibody) at dilution of 1:1200 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ARHGAP25 (IP:14349-1-AP, 4ug; Detection:14349-1-AP 1:500) with Jurkat cells lysate 1000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 14349-1-AP (ARHGAP25 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 14349-1-AP (ARHGAP25 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).