

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BLK



Numéro de catalogue: 14389-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14389-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5859

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001599

Identification du gène (NCBI):

638

Nom complet:

BCL2-interacting killer (apoptosis-inducing)

MW calculé

18 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

BLK, also named as NBK, BIP1 and BP4, is a pro-apoptotic BCL-2 family member and is the founding member of a subfamily of pro-apoptotic proteins known as BH3-alone proteins. It is a transcript that is upregulated during induction of apoptosis.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

