

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NAT1



Numéro de catalogue: 14394-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14394-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 113 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5885

Numéro d'acquisition GenBank:

BC047666

Identification du gène (NCBI):

9

Nom complet:

N-acetyltransferase 1 (arylamine N-acetyltransferase)

MW calculé

34 kDa

MW observés:

32-34 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

FC, IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules A375, cellules PC-3

IHC : tissu de cancer du sein humain,

IF : cellules A375,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




A375 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14394-1-AP (NAT1 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer using 14394-1-AP (NAT1 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer using 14394-1-AP (NAT1 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of A375 cells using 14394-1-AP (NAT1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



1X10⁶ MCF-7 cells were stained with 0.2ug NAT1 antibody (14394-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1500.