

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZMYND10



Numéro de catalogue: 14431-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

14431-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5808

Numéro d'acquisition GenBank:

BC033732

Identification du gène (NCBI):

51364

Nom complet:

zinc finger, MYND-type containing 10

MW calculé

50 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire humain, cellules SH-SY5Y, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

IP : cellules SH-SY5Y,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Girish R Mali	29916806	Elife	WB, IF, IP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14431-1-AP (ZMYND10 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ZMYND10 (IP:14431-1-AP, 4ug; Detection:14431-1-AP 1:500) with SH-SY5Y cells lysate 1600ug.