

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-beta-actin-Specific



Numéro de catalogue: 14439-1-AP **4 Publications**

Informations de base

Numéro de catalogue:

14439-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 67 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001101

Identification du gène (NCBI):

60

Nom complet:

actin, beta

MW calculé

42 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, poisson-zèbre, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Informations générales

This antibody is specific to B-actin, but not other actins.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
P Luo	29740907	Neurogastroenterol Motil	WB
Eman S Abou Zaid	36600460	Int J Immunopathol Pharmacol	WB
Meng Dai	36529788	Eur J Med Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

