

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-EPN1



Numéro de catalogue: 14469-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14469-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5838

Numéro d'acquisition GenBank:

BC044651

Identification du gène (NCBI):

29924

Nom complet:

epsin 1

MW calculé

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, tissu cérébral de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14469-1-AP (EPN1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of EPN1 antibody (14469-1-AP; 1:2000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-EPN1 transfected HEK-293 cells.