

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PNPT1



Numéro de catalogue: 14487-1-AP

Phare

6 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

14487-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5888

Numéro d'acquisition GenBank:

BC053660

Identification du gène (NCBI):

87178

Nom complet:

polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1

MW calculé

86 kDa

MW observés:

86 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:10000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat, tissu cérébral humain

IP : tissu cérébral de souris,

IHC : tissu de gliome humain, tissu cutané humain, tissu pulmonaire humain, tissu splénique humain

IF : cellules HeLa,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

PNPT1 (polynucleotide phosphorylase1; also known as PNPASE) localizes in the mitochondrial intermembrane and regulates RNA import into mitochondria (20691904). PNPT1 is also involved in mRNA degradation. As a type I IFN-inducible gene, PNPT1 plays an essential role in mediating IFN-mediated inflammatory processes (17804700). Recently mutation in PNPT1 has been reported to cause hereditary hearing loss (23084290). This antibody detected the endogenous PNPT1 around 80 kDa in mouse brain.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Mrinmoyee Majumder	31940341	PLoS Genet	WB
Tina Pangršič	25691754	Proc Natl Acad Sci U S A	IF
Hongchao Liu	33634111	Front Cell Dev Biol	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14487-1-AP (PNPT1 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using 14487-1-AP (PNPT1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 14487-1-AP (PNPT1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-PNPT1 (IP:14487-1-AP, 4ug; Detection:14487-1-AP 1:1000) with mouse brain tissue lysate 4000ug.