

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Integrin Alpha 9



Numéro de catalogue: 14593-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
14593-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 187 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG6126

Numéro d'acquisition GenBank:
BC030198

Identification du gène (NCBI):
3680

Nom complet:
integrin, alpha 9

MW calculé
114 kDa

MW observés:
100-110 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000
IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:
IF, WB, ELISA

Demandes citées:
IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain, rat

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique humain, cellules A549

IF : cellules A549,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jie Zhang	26596831	Tumour Biol	WB
Kang Xu	34058037	Biofactors	WB
Moyuan Deng	32424991	Adv Healthc Mater	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14593-1-AP (ITGA9 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A549 cells using 14593-1-AP (Integrin alpha-9 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).