

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RAB11FIP5



Numéro de catalogue: 14594-1-AP

Phare

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue: 14594-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC035013	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 187 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 26056	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000
Hôte: Lapin	Nom complet: RAB11 family interacting protein 5 (class I)	
Isotype: IgG	MW calculé: 70 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG6128	MW observés: 70 kDa	

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HEK-293, cellules HEK-293T, cellules HeLa, tissu cardiaque de souris, tissu cardiaque humain, tissu pulmonaire de souris, tissu rénal de souris

## Informations générales

Rab11 family-interacting protein 5 (Rab11fip5) is an adaptor protein that binds to the small GTPase Rab11, which has an important function in endosome recycling and trafficking of cellular proteins to the plasma membrane. Rab11fip5 is involved in many cellular processes, such as cytoskeleton rearrangement, iron uptake and exocytosis in neuroendocrine cells, and is also known as a candidate gene for autism-spectrum disorder.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Kai He	30120249	Nat Commun	WB,IF

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14594-1-AP (RAB11FIP5 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.