

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SKAP55



Numéro de catalogue: 14724-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 14724-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC047870	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 307 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 8631	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2400 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: src kinase associated phosphoprotein 1	
Isotype: IgG	MW calculé: 55 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG6467	MW observés: 55 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu de thymus de souris, cellules Jurkat

IHC : tissu splénique humain, tissu d'amygdalite humaine

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse thymus tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14724-1-AP (SKAP5 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 14724-1-AP (SKAP5 antibody at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 14724-1-AP (SKAP5 antibody at dilution of 1:50 (under 40x lens).