

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-DEFB1



Numéro de catalogue: 14738-1-AP

3 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
14738-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG6406

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC047677

Identification du gène (NCBI):  
1672

Nom complet:  
defensin, beta 1

MW calculé  
7 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
IHC 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:  
IHC, ELISA

Demandes citées:  
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain

Espèces citées:  
Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Meenu Srivastava	31643029	Indian J Gastroenterol	WB
Yue-Ming Ling	29042578	Sci Rep	IHC
Meenu Srivastava	34589365	Cureus	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 14738-1-AP (DEFB1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 14738-1-AP (DEFB1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).