

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- CDK5RAP1



Numéro de catalogue: 14740-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 14740-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC050706	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 51654	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:5000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: CDK5 regulatory subunit associated protein 1	
Isotype: IgG	MW calculé: 68 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG6409	MW observés: 68 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer
l'antigène avec un tampon de TE buffer pH
9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de
l'antigène peut être 'effectué avec un
tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : cellules C6, tissu cardiaque humain, tissu cérébral
de rat, tissu cérébral de souris

IHC : tissu pancréatique humain, tissu cérébral de
souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14740-1-AP (CDK5RAP1 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas using 14740-1-AP (CDK5RAP1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 14740-1-AP (CDK5RAP1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).