

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRIP13



Numéro de catalogue: 14756-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14756-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6508

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000404

Identification du gène (NCBI):

9319

Nom complet:

thyroid hormone receptor interactor

13

MW calculé

49 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

TRIP13/PCH2 gene encodes thyroid receptor-interacting protein 13, that interact with thyroid hormone receptors, also known as human papillomavirus type 16 E1 protein-binding protein (16E1BP). This protein belongs to the AAA ATPase family and the PCH2 subfamily. TRIP13 gene may be one of the several playing roles in early-stage non-small cell lung cancer. TRIP13 also functions in chromosome recombination and chromosome structure development during meiosis, and it is required for development of higher-order chromosome structures and is needed for synaptonemal-complex formation.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

