

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-WDR4



Numéro de catalogue: 14766-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14766-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6531

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001074

Identification du gène (NCBI):

10785

Nom complet:

WD repeat domain 4

MW calculé

30 kDa

MW observés:

30 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

A group of functionally diverse regulatory proteins in eukaryotes, defined by a conserved core of 4 or more modular repeat units, is known as the WD repeat family. Proteins belonging to the WD repeat family are involved in a number of cellular processes, including cell cycle progression, apoptosis, signal transduction, and gene regulation. WD repeat-containing protein 4 (WDR4) belongs to the WD repeat family, and is required for the formation of N(7)-methylguanine at position 46 (m7G46) in tRNA. It acts to stabilize and induce conformation change of the catalytic subunit in the complex. There exists three isoforms, while isoform 1, 2 are 45kDa band, and isoform 3 is 30 kDa band.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

